


all up® er Levabo®s nye hygiejniske og miljøvenlige oppustelige en-patient produkter. Sortimentet er udviklet i samarbejde med ledende sårsygeplejersker og sikrer optimal komfort og hygiejne i behandling og forebyggelse af tryksår.



Dansk udviklet
Dansk produceret
CE godkendt

Den trykreducerende lejringspude



Produkt beskrivelse

Pudens design har en effekt der sikrer stabilitet af hovedet når sengen tiltes.

Puden er designet således at den passer til hovedets facon og dermed en bedre trykfordeling mod underlaget og tager højde for rygsøjleens naturlige kurve ved lejrning.

Ved selv de mindste bevægelser stimulerer all up® hudens mikrocirkulation, hvilket medvirker til optimering af kredsløbet.

Puderne er velegnede til effektiv forebyggelse og behandling af trykskader på de mest udsatte steder som f.eks. ører.

Disse egenskaber gør all up® til en optimal lejringspude, når den sengeliggende har behov for et komfortabelt og trykreducerende underlag.

all up® er fremstillet af en nonwoven folie, hvilket gør puden hudvenlig, fugtabsorberende, varmtransporterende, blød, behagelig og elastisk.

Egenskaber/Fordele



- Designet til forebyggelse og behandling af trykskader på de mest udsatte steder som f.eks. hæle, hofter, albuer, skuldre, ryg m.m.
- Produkterne er multifunktionelle, dvs. at det samme produkt kan anvendes i forskellige aflastningssituationer, så tryksårforebyggelse og behandling udføres optimalt.
- En-patient-brug sikrer høj hygiejne.
- Enkel håndtering. Heel Up og all up® pustes op før brug og justeres til den enkelte brugers anatomi og behov.
- God komfort, blødt, hudvenligt, fugtabsorberende og varmtransporterende materiale.
- Produkterne overflødiggør håndtering i et genbrugsdepot og frigør behandlingsressourcer.
- Leveres i ren, forseglet flad forpakning inkl. oppustningsdevice.
- Testet og godkendt iht. ISO 10993-10:2010, test for irritation og overfølsomhed.

Produkt navn	Pudestørrelse	Pakning	Varenummer	HMI Nummer
All Up Head Fix	35 x 30 x 5 cm.	12 stk.	70057	NA

Levabo ApS
Højlundsparken 49
8355 Solbjerg
Tel.: 20 70 09 30
info@levabo.dk
www.levabo.dk