


Das Levabo heel up® ist ein neues und umweltfreundliches Ein-Patient Positionierungskissen. Die Produktpalette wird in enger Zusammenarbeit mit führenden Wundpflegern entwickelt und gewährleistet optimalen Komfort und Hygiene bei der Prävention und Behandlung von Dekubitus.



Danish developed
CE approved

Der druckreduzierende Fersenheber



Produktbeschreibung

Das Levabo heel up® max medium wurde in Form und Höhe so konzipiert, dass eine komplette Freilagierung der Ferse erreicht wird.

Das Kissen verfügt über eine Vertiefung für die Achillessehne und mit der luftgefüllten Unterseite wird einer Spitzfußstellung optimal entgegen gewirkt. In der Länge ist das Levabo heel up® max medium so ausgelegt, dass im gesamten Unterschenkelbereich, bis zum Knie, für eine optimale Unterstützung und Druckentlastung gewährleistet ist.

Das Levabo heel up® max medium wird mit einem zusätzlichen Levabo velcro strap geliefert, mit dem das Kissen unterhalb des Knies nochmal zusätzlich fixiert werden kann.

Das Levabo heel up® max medium ist ein optimales Positionierungskissen für bettlägerige Patienten. Es bietet die notwendige Stabilität und Druckentlastung ohne die Bewegungsfreiheit des Patienten einzuschränken.

Vorteile:



- Entwickelt für die Prävention und Behandlung von Dekubitus im Fußbereich
- Einmalgebrauch sorgt für beste Hygiene.
- Einfache Handhabung. Das Heel Up® Short wird vor dem Einsatz am Patienten aufgeblasen und so der individuellen Anatomie und und Bedürfnissen des Patienten angepasst.
- Hoher Komfort.
- Weiches, hautfreundliches, Hitze und Feuchtigkeit absorbierendes Material.
- Platzsparend in der Lagerung und zeitsparend in der Handhabung.
- Lieferung in sauberer, versiegelter und schlanker Verpackung inkl. Zubehör.
- Geprüft und zugelassen nach ISO 10993-10:2010 Test von Hautirritation und Überempfindlichkeit.

Produktname	Größe	Verpackung	Artikel-Nr
Heel Up Max Medium	18 x 39 x 30 cm	12 Stück	70035

Levabo ApS
Højlundsparken 49
8355 Solbjerg

info@levabo.dk
www.levabo.de